



HUMANTECHNIK

earis®
MAX

Opladningsstation

DA

Brugervejledning

Induktiv opladningsstation til EarisMAX-hovedtelefoner

Med denne opladningsstation kan dine EarisMAX-hovedtelefoner oplades effektivt og bekvemt uden kabler.

Leveringsomfang

- earisMAX opladningsstation
- Kabel USB-A til USB-C
- USB-strømforsyning med landespecifik adapter
- Brugervejledning
- Sikkerhedshenvisninger
- Garantibevis

Forberedelse

Sæt USB-C-stikket på forbindelseskablet i stikket på bagsiden af standerens base. Sæt USB-A-stikket i stikket på strømforsyningen. Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt. Opladningsindikatoren på opladningsstanderen lyser kortvarigt violet.

Opladning af EarisMAX-hovedtelefonerne

Hæng nu EarisMAX-hovedtelefonerne på opladningsstationens arm. Opladningsindikatoren lyser blåt efter et par sekunder, og hovedtelefonernes batteri oplades.

Når batteriet er fuldt opladet, lyser opladningsindikatoren grønt i 1 minut og slukkes derefter. Hovedtelefonerne kan nu tages af opladningsstativet og bruges.

Det tager kun ca. 150 minutter at oplade et helt afladet batteri fuldt op med opladningsstativet.

Bemærk: Den induktive opladningsfunktion er kun kompatibel med Earis-MAX-hovedtelefoner. Produkter fra andre mærker kan ikke oplades med denne funktion.

Tekniske data:

Dimensioner (uden hovedtelefoner):	Ø 140 mm x H 232 mm
Vægt (uden hovedtelefoner):	180 g
Indgangsspænding:	5 V
Udgangseffekt:	1,5 W.
Funktionsprincip:	elektromagnetisk induktion, driftsfrekvens 160 kHz
Driftstemperatur:	-10 °C til ~45 °C
Opbevaringstemperatur:	-40 °C til ~70 °C

Tekniske ændringer kan forekomme uden forudgående varsel.

Dette apparat opfylder kravene i følgende EU-direktiver:



- 2011/ 65/EU + 2015/863/EU RoHS-direktivet
- 2012/19/EU WEEE-direktivet
- 2014/53/EU RED-direktivet

Overensstemmelsen med ovennævnte direktiver bekræftes af CE-mærket på enheden. CE-overensstemmelseserklæringer er tilgængelige på internettet under www.humanteknik.com.

Humantechnik Service-Partner

D

Germany

Humantechnik GmbH
Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein

Tel.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0
Fax: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-70
E-mail: info@humantechnik.com

CH

Switzerland

Humantechnik GHL AG
Rastatterstrasse 9
CH-4057 Basel

Tel.: +41 (0) 61/ 6 93 22 60
Fax: +41 (0) 61/ 6 93 22 61
E-mail: info@humantechnik.com

F/B

France
Belgium

SMS
Audio Electronique Sàrl
1 rue des Entrepreneurs
F-68300 Saint-Louis

Tel.: +33 (0) 3 89/ 44 14 00
Fax: +33 (0) 3 89/ 44 62 13
E-mail: sms@audiofr.com

NL

Netherlands

Hoorexpert BV
Gildenstraat 30
NL-4143 HS Leerdam

Tel.: +31 (0) 3 45/ 63 23 93
Fax: +31 (0) 3 45/ 63 29 19
E-mail: info@hoorexpert.nl

GB

Great Britain

Sarabec Ltd
15 High Force Road
GB-Middlesbrough TS2 1RH

Tel.: +44 (0) 16 42/ 24 77 89
Fax: +44 (0) 16 42/ 23 08 27
E-mail: inquiries@sarabec.co.uk

For other service-partners
in Europe please contact:

Humantechnik Germany
Tel.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0
Fax: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-70
Internet: www.humantechnik.com
e-mail: info@humantechnik.com



HUMANTECHNIK

RM4840DA · v2025-12-03